

臨床検査に関するお知らせ



株式会社セントラル医学検査研究所

TEL(本社)029-225-8858 (下館)0296-28-5900

先生各位

2021年8月

A-21-14

検査受託中止及び代替項目のお知らせ

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

また、平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、下記検査項目におきまして検査の受託を中止させていただきます。

先生方には大変ご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご了承賜りますよう宜しくお願い致します。

敬具

記







◆ 最終受託日 **2021年9月1日(水)** ご依頼分をもって受託中止

◆ 受託中止項目

2020・21年 検査案内	項目 コード	検査項目	中止理由
p.23	13810 13820	淋菌・クラミジアトラコマチス rRNA 同時同定 (分泌物、尿、ぬぐい液、うがい液)	項目統合の為 【代替項目】 ※ 淋菌・クラミジアトラコマチス DNA 同時同定/コード : 13830
未掲載	16400	麻疹ウイルス抗原 RNA 定性	受託数僅少の為
	16300	ムンプスウイルス抗原 RNA 定性	

※ 代替項目の受託要項は、裏面をご参照下さい。

◆ 代替項目 受託要項

検査項目	淋菌・クラミジアトラコマチス DNA 同時同定	
項目コード	13830	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>No.44 [2種のスワブ付き]</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>No.43 [スポイト・カップ付き]</p> </div> </div>
検体	分泌物 (No.44)、 尿、うがい液 (No.43)	
検査法	リアルタイム PCR	
基準値	陰性	
保存法	常温 (28 日安定) ※	
所要日数	3～6 日	
実施料 判断料	278 点 微生物学的検査 / 150 点	
分泌物 採取方法 (No.44)		
		② 付属のフロックスワブを子宮頸管内に挿入します。同じ方向に5回そっとスワブを回し、膣の粘液に触れないように注意してスワブを引き抜きます。
		③ 専用容器のキャップを開け、採取したフロックスワブの先端が容器内の溶液に浸からないように注意しながら入れ、柄につけられた線を容器の縁に合わせます。
		④ 専用容器の縁を利用してフロックスワブの柄につけられた線で折り入れ、手元に残った折られた柄は廃棄します。専用容器のキャップをしっかり閉め、常温保存で提出して下さい。
備考	尿、うがい液の <u>検体採取方法</u> および <u>必要量</u> については、検査案内 p.74 をご参照下さい。 ※保存法は 2020.10.29 より常温へ変更となっております。(お知らせ A-20-10)	